

# Les **Cahiers Techniques** de l'Ambulancier

## Équipements obligatoires pour les ambulances de type A, B ou C



**POUR RÉPONDRE  
AUX EXIGENCES DES  
NOUVELLES NORMES  
EUROPÉENNES  
NF EN 1789 ET  
NF EN 1865,**

Nous avons sélectionné  
pour vous les  
équipements obligatoires  
pour l'agrément de  
vos véhicules sanitaires  
de type A, B ou C.



**NF EN 1789+A2**  
Novembre 2014

VÉHICULES DE  
TRANSPORT  
SANITAIRES ET  
LEURS ÉQUIPEMENTS :  
AMBULANCES  
ROUTIÈRES

**NF EN 1865-1**  
Août 2011

SPÉCIFICATION  
DES BRANCARDS  
ET ÉQUIPEMENTS  
D'AMBULANCES  
POUR LE TRANSPORT  
DE PATIENT

# ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES pour **AMBULANCES**

**AVANT** le 1<sup>er</sup> JANVIER 2011

**APRÈS** le 1<sup>er</sup> JANVIER 2011

Textes de loi  
et Normes  
applicables

**Arrêté du 20 mars 1990**  
**Norme NF S 90-311**

**Arrêtés du 10 février 2009 et  
du 28 août 2009**  
**Normes NF EN 1789 (ambulances) juin 2010  
et NF EN 1865 (équipements) décembre 1999**

Ambulances  
Catégories ➔ Types

**Catégorie A :**  
Ambulance de Secours et de Soins d'Urgence  
«ASSU»/transport en position  
allongée d'un patient unique.



**Type B :** Ambulance de soins d'urgence  
conçue et équipée pour le transport, les  
premiers soins et la surveillance de patients.



**Type C :** Ambulance de soins intensifs  
conçue et équipée pour le transport,  
les soins intensifs et la surveillance des  
patients.

**Catégorie C :**  
Ambulance/transport  
en position allongée  
d'un patient unique.



**Type A :** Ambulance conçue et équipée  
pour le transport sanitaire de patients dont  
l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils  
puissent devenir des patients en détresse.

**Catégorie D :**  
Véhicule Sanitaire Léger (VSL)  
/transport de 3 patients  
au maximum en position assise.



**Catégorie D (VSL) :**  
Véhicule Sanitaire Léger (VSL)  
Équipé d'un coffret de secours d'urgence.  
Réf NTSG

  
Arrêté  
**10 Février 2009**  
Ministère de la santé et des sports  
NOR : SASH0905241A

  
Arrêté  
**28 Août 2009**  
Ministère de la santé et des sports  
NOR : SASH0920583A

## POUR FACILITER VOTRE COMMANDE :

Nous avons symbolisé chaque produit par un pictogramme qui vous informe des équipements obligatoires suivant le type de véhicule pour être en adéquation avec la norme NF EN 1789.



Dans le cas où le symbole est plus clair, cela signifie que cet équipement est en option.

 indique la quantité obligatoire.

Un tableau technique est à votre disposition.



# Des produits normalisés à prix étudiés...

Nos produits estampillés **NORMALISÉ**  ont fait l'objet de tests afin de répondre aux exigences des **NORMES NF EN 1789** et **NF EN 1865**.

Une grande quantité d'essais ont été réalisés sur nos produits : la résistance à la torsion, à la chaleur, au froid, le non-dégagement de gaz toxiques, les déformations, les écartements, les charges admissibles, le contrôle des poignées, la vérification des verrouillages, le respect des dimensions... ainsi le transport de vos patients est assuré en toute sécurité.



### PRODUITS AUX NORMES ET CONDITIONS HORS NORMES...

CONTACT SÉCURITÉ® a réservé en exclusivité pour vous, Ambulanciers Privés, des conditions très attractives afin que vos équipements soient à la hauteur de vos exigences !

<p>CE</p> <p>Conforme aux normes : NF EN 1865 et NF EN 1789</p>	<p> <b>TROLLER</b></p> <p> <b>10 G</b></p> <p>Crash tests par catapultage</p>	<p> <b>UTAC</b></p>	<p></p>	<p></p>
---	---	--	--	--



# ÉQUIPEMENTS DE RELEVAGE ET DE BRANCARDAGE DU PATIENT

## TROLLER



NORMALISÉ

Réf. TROLLER 4P



### CHARIOT MONOBLOC TROLLER

- 2 roues pivotantes à l'arrière
- 2 roues fixes à l'avant
- Couche plans durs articulée en 4 parties
- 1 paire d'accoudoirs repliables et 1 repose pieds
- 1 matelas bactériostatique et étanche, 4 parties
- 1 harnais de sécurité 4 points et 1 sangle de cuisse

Fonctionnalités :

- Descente automatique des béquilles au déchargement
- 5 hauteurs dont 3 intermédiaires type Tréteau
- Positionnement auto-stable des béquilles : Anti-chute
- Compas d'assistance au verrouillage des béquilles
- Commande de déverrouillage par tringles métalliques
- Structure en Aluminium anti-corrosion
- Matériel conforme aux normes NF EN 1789 et NF EN 1865-1.  
Procès-verbaux UTAC/CERAM n° N°13-07426 & n°13-07379.

## ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES NORME NF EN 1789



**Ambulance type A**  
pour le transport  
de patients



**Ambulance type B**  
pour le transport  
et les soins d'urgence



**Ambulance type C**  
pour le transport  
et les soins intensifs

Réf. TROLLER'FIX

## troller'FIX



NORMALISÉ

### FIXATION AMBULANCE 3 POINTS (EN 1789)

- Dispositif permettant la fixation des chariots dans tous types de véhicules sanitaires de type A, B ou C
- Système d'ancrage équipé de 3 points verrouillables (2 avant et 1 central arrière) couplés en 1 seule commande
- 2 rails permettant de guider le chariot dans l'axe d'ancrage
- Essais dynamiques de décélération par catapultage à 10 G par l'UTAC

Réf. SCOOP



NORMALISÉ

### PORTOIR DE TYPE CUILLÈRE DIT CIVIÈRE DE RELEVAGE

en aluminium équipé de 3 sangles de maintien. Conforme à la norme NF EN 1865. Testé à 250 kg. de charge en essai statique et en torsion avec une force de 10 N. Dimensions : longueur réglable de 171 à 205 cm. Largeur : 43 cm. Poids : 9 kg.

CE

Conforme aux normes :  
NF EN 1865 et NF EN 1789



Procès verbaux UTAC  
N°13-07379 - N°13-07426

Crashes tests par catapultage



Essais statiques et dynamiques



Réf. PP2

PP2<sup>®</sup>

GARANTIE QUALITE  
3 ans

FABRIQUÉ EN FRANCE

NORMALISÉ



**CHAISE PORTOIR PLIABLE PP2** équipée de 2 roues, d'un repose-pieds, de 2 sangles de retenue et de 4 poignées repliables. Conforme à la Norme NF EN 1865. Testée à 250kg de charges en essais statiques et en dynamiques par le CNMIS. Dimensions pliée : 50,5 x 49 x 17 cm. Poids 9 kg.

Réf. NPICN

NORMALISÉ



GARANTIE QUALITE  
5 ans

FABRIQUÉ EN FRANCE

### MATELAS IMMOBILISATEUR À DÉPRESSION ANTI-RÉTRACTATION

Forme rectangulaire. Triple couche (2 couches polyuréthane et 1 couche PVC). Système anti-rétraction. Billes intérieures en polystyrène Haute Densité. 4 sangles de maintien à fermeture centrale. Emplacements pour identification du propriétaire. 12 poignées de portage anatomiques (4 de chaque côté + 2 à la tête et aux pieds). Galon périphérique sur thermosoudure. Valve 1/4 de tour en métal haute sécurité (existe en ABS radio-transparente). Conforme à la Norme Européenne NF EN 1865. Dimensions : longueur 220 cm, largeur 90 cm. Épaisseur : 7 cm. Poids : 8,4 kg. Marquage personnalisé (nous consulter)

Réf. ITUL

### IMMOBILISATEUR DE TÊTE UNIVERSEL ADULTE ET ENFANT «SPEEDBLOCKS®»

Entièrement réglable et permettant d'immobiliser la tête d'une victime. Il se constitue de 2 éléments amovibles et réglables en largeur et en hauteur donnant accès au visage, au cou et aux oreilles de la victime. Le SpeedBlocks® peut être utilisé sur des adultes et des enfants (à partir de 2 ans) ainsi que sur des patients portant un casque. Il se fixe rapidement et simplement sur un plan dur par une sangle velcro. Dispositif radio-transparent. Dimensions : longueur 40 cm, hauteur 21 cm.




Réf. PDEP

NORMALISÉ

### PLAN DUR D'ÉVACUATION COMPOSITE

en polyéthylène HD équipé de 14 poignées et radio-transparent sur l'axe cervico-lombaire. Conforme à la Norme NF EN 1865. Testé à 250 kg de charge en essai statique et en torsion avec une force de 10 N. Dimensions : 185 x 41 cm. Poids : 6,8 kg.



4,3 cm

Réf. PS



NORMALISÉ

### DRAP PORTOIR DE TRANSFERT

équipé de 6 poignées anatomiques et d'un système inférieur anti-glisse. Conforme à la Norme EN 1865. Testé en traction sur les poignées avec une force de 2500 Newton. Dimensions : longueur : 197,5 cm, largeur : 65 cm.

Réf. SMI

### SANGLE DE MAINTIEN INTÉGRALE TYPE «ARAIGNÉE» POUR PLAN DUR D'ÉVACUATION

S'adapte sur tous types plans durs équipés d'au moins 8 poignées de portage. Dispositif radio-transparent.





# ÉQUIPEMENTS D'IMMOBILISATION

Réf. ATD



## ATTELLE DE TRACTION POUR MEMBRES INFÉRIEURS.

Permet d'immobiliser une fracture du fémur en alignant les fragments d'os. Elle évite ainsi les problèmes osseux, musculaires, vasculaires ou hémorragiques. Livrée avec sac de transport.

Réf. GM/SGM



## LOT POUR LES FRACTURES - ATTELLES «ALUFORM» MODELABLES

pour membres supérieurs (avant-bras et bras) et inférieurs (jambe adulte ou enfant). Le jeu de 4 en sac

Réf. SED



## ATTELLE CERVICO-THORACIQUE

Permettant l'immobilisation en extension de la partie haute du rachis. Rigide en vertical et flexible en horizontal, l'extracteur est recouvert d'un robuste Vinyl et de sangles indexées par couleurs. Livrée avec son sac de transport.

Réf. NECK



**COLLIERS CERVICAUX ADULTE «STIFNECK»** (modèles petit, moyen et large) le jeu de 3.

Réf. NECKP



**COLLIERS CERVICAUX ENFANT ET NOURRISSON «STIFNECK»** (modèles petit, moyen et large) le jeu de 3.

Réf. SNECK



**SAC DE TRANSPORT POUR COLLIERS CERVICAUX «STIFNECK»**

## ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES NORME NF EN 1789



**Ambulance type A**  
pour le transport  
de patients



**Ambulance type B**  
pour le transport  
et les soins d'urgence



**Ambulance type C**  
pour le transport  
et les soins intensifs



# ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION/RESPIRATION

Réf. RESQ



NORMALISÉ



## ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS MANUEL «EZY-VAC»

équipé d'un bocal réutilisable de 0,3 litre. Livré avec 3 sondes (1 adulte, 1 enfant, 1 nourrisson). Conforme à la norme EN ISO 10079-2.

Puissance d'aspiration/ Dépression (max) : -550 mmHg (soit -730 mbar).

Réf. QSU



NORMALISÉ



## ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS ÉLECTRIQUE «QSU»

Silencieux, compact et performant, le nouvel aspirateur de mucosités électrique «QSU» est un appareil polyvalent et autonome grâce à sa batterie 12 V rechargeable et intégrée (autonomie 60 min). Muni d'un manomètre de dépression et d'une molette intégrée permettant le réglage du débit d'une aspiration pédiatrique (50 mm Hg) à une aspiration adulte (550 mm Hg). Équipé de voyants lumineux contrôlant l'état de batterie et le niveau de sa charge, du tout nouveau bocal d'une capacité de 800 ml à filtre antibactérien hydrophobe. Le «Vacu-Aide QSU» est livré complet avec son chargeur 220 V, son cordon d'alimentation 12 V (Allume cigares / Prise ambulance) et son nouveau sac de transport permettant la manipulation de l'appareil dans son sac. Puissance d'aspiration : 50 à 550 mm Hg. Débit maximum : 27 l/min.

Conforme à la Norme EN ISO 10079-1. Dimensions : longueur 20,3 cm, profondeur 21,6 cm, hauteur 21,1 cm. Poids : 3 kg. Appareil garanti 2 ans (hors bocal, batterie, tuyau et filtre). Bocal pour sachet réf. BUUQSU et sachet de recueil à usage unique réf. SQSU disponibles (nous consulter)

Réf. MR



## EMBOUT DE VENTILLATION EN BOUCHE À MASQUE

Avec valve unidirectionnelle, filtre antibactérien, entrée oxygène et boîte de protection.

Réf. IMSA



NORMALISÉ



## INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE SILICONE ADULTE

Avec masque T5, réserve et tuyau O2. Testé selon les recommandations ASTM-F920-93. Conforme aux normes de sécurité ISO8382.

Réf. IMSE



NORMALISÉ



## INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE SILICONE ENFANT

Avec masque T2, réserve et tuyau O2. Testé selon les recommandations ASTM-F920-93. Conforme aux normes de sécurité ISO8382.

Réf. IMSN



NORMALISÉ



## INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE SILICONE NOURRISSON

Avec masque T0, réserve et tuyau O2. Testé selon les recommandations ASTM-F920-93. Conforme aux normes de sécurité ISO8382.



# ÉQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC

Réf. TMP4



## TENSIOMÈTRE MANOPIRE MULTIBRASSARD

5 brassards : 1 nourrisson, 1 enfant, 2 adulte et 1 obèse).

Réf. OXYL



**NORMALISÉ**



## OXYMÈTRE DE POULS MONOBLOC MINIATURE, ÉCRAN LED

Oxymètre de pouls compact et léger pour contrôler ponctuellement la SpO2. Écran : affichage LED 7 segments (hauteur des chiffres 9 mm). Affichage simultané et instantané de la saturation en oxygène fonctionnel de l'hémoglobine artérielle (% SpO2), de la fréquence cardiaque et de l'intensité du signal pulsatile (barre graphe). Témoin de batterie faible. Interrupteur pour allumer et éteindre votre appareil. Mode d'extinction automatique au bout de 5 secondes sans doigt détecté. Compartiment à piles au dos de l'appareil, contient 2 piles LR03 AAA fournies. Environ 20 heures d'autonomie en continu. Accessoires livrés : une dragonne, 2 piles LR03 AAA, une housse de protection, une notice d'utilisation.

Réf. MMP5 + SMMP5



**NORMALISÉ**

## MONITEUR DE TRANSPORT 5 PARAMÈTRES (POULS, PNI, SPO2, TEMPÉRATURE ET ECG)

Permet la mesure du pouls, de la fréquence respiratoire, de la pression artérielle non invasive P.N.I., de la saturation SpO2 et de la température. Livré avec accessoires (capteurs SpO2, brassards adulte et enfant et sonde de température et une sacoche de transport réf. SVS800). Conforme aux normes CEI 60601-1, EN 60601-1-2, CEI 60601-2-27, CEI 60601-2-30, CEI 60601-20-49 - EN 864, EN 865

Réf. GLU



**NORMALISÉ**



**GARANTIE QUALITÉ 5 ans**

## DISPOSITIF POUR DOSER LE SUCRE DANS LE SANG LECTEUR DE GLYCÉMIE

Permettant la surveillance du diabète. Livré avec 1 auto-piqueur, 10 lancettes, 1 boîte de 10 électrodes et 1 étui de protection.

Réf. STE2



## STHÉTOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE

Réf. STE2P



## STHÉTOSCOPE DOUBLE PAVILLON PÉDIATRIQUE

Réf. LS



## LAMPE DE DIAGNOSTIC

Réf. THER



**GARANTIE QUALITÉ 2 ans**



## THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NORMO ET HYPOTHERMIQUE SANS CONTACT (INFRAROUGE)

3 modes de mesure (Corporelle frontale, de surface ou air ambiant).

## ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES NORME NF EN 1789



**Ambulance type A** pour le transport de patients



**Ambulance type B** pour le transport et les soins d'urgence



**Ambulance type C** pour le transport et les soins intensifs



# ÉQUIPEMENTS DE RÉANIMATION

Réf. DAE

NORMALISÉ



## DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE BIPHASIQUE AVEC SACOCHÉ DE TRANSPORT ET CARTE MÉMOIRE SD

Dimensions 70 x 273 x 240 mm (h x l x p). Poids 1.5 kg. Cet appareil répond à tous les standards en matière de sécurité du patient et de conditions d'exploitation. Livré avec 1 paire d'électrodes adulte pré-connectée, 1 batterie lithium, une carte mémoire SD et une sacoche de transport. Existe en version automatique (Nous consulter)

Réf. PSR1



NORMALISÉ



## POUSSE-SERINGUE ÉLECTRIQUE «ASENA».

Autonomie 4 heures à 5ml/h. Conforme à la norme IEC/EN60601-1 et IEC/EN60601-2-24 : compatibilité électromagnétique.


Réf. LARM



## LARYNGOSCOPE INOX

avec 4 lames réutilisables à lumière traditionnelle et 2 ampoules de rechange.

Réf. MN



## NÉBULISSEUR MINIATURE ADULTE

avec bocal 6 ml et tubulure.

Réf. MNP



## NÉBULISSEUR MINIATURE PÉDIATRIQUE

avec bocal 6 ml et tubulure.

Réf. CG



## CANULES ORO-PHARYNGÉES

(le jeu de 5 tailles panachées).

Réf. PMA




## PINCE DE MAGILL ADULTE

Réf. PME



## PINCE DE MAGILL ENFANT

Réf. SA



## SONDES D'ASPIRATION STÉRILES

(le jeu de 6).


Réf. SB



## CANULE D'ASPIRATION COURTE,

souple et stérile. Lg. 21 cm. CH 26.

Réf. ST 5



## SONDES D'INTUBATION TRACHÉALES

stériles à ballonnet. Le jeu de 5, tailles 4, 5, 6, 7, 8.



# BANDAGES ET MATÉRIELS D'HYGIÈNE

Réf. DJ



**DRAPS HOUSSE À USAGE UNIQUE** 40 gr/m<sup>2</sup>.  
Le jeu de 10 draps.

Réf. TJ



**TAIES D'OREILLER À USAGE UNIQUE** 40 gr/m<sup>2</sup>.  
Le jeu de 10 taies.

Réf. CB



**COUVERTURE TRAITÉE BACTÉRIOSTATIQUE**  
(SANITIZED) dans la masse, 190 x 110 cm.

Réf. OEB60



**OREILLER TRAITÉ BACTÉRIOSTATIQUE**  
(SANITIZED) dans la masse, 60 x 60 cm.

Réf. DT



**DRAP DE TRANSFERT À USAGE UNIQUE**  
Densité 60 g/m<sup>2</sup>, dimensions : 150 x 220 cm.

Réf. SANG'7



**SET D'URGENCE POUR LE TRAITEMENT DE PLAIE ET D'HÉMORRAGIE «SANG'7»**

Réf. NATA'7



**SET D'URGENCE POUR ACCOUCHEMENT INOPINÉ «NATA'7»**

Réf. COUP'7



**SET D'URGENCE POUR RÉCUPÉRATION ET RÉIMPLANTATION DE SECTION DE MEMBRE «COUP'7»**

Réf. FIRE'7



**SET D'URGENCE POUR LE TRAITEMENT DES BRÛLURES THERMIQUES ET CHIMIQUES «FIRE'7»**

## ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES NORME NF EN 1789



**Ambulance type A**  
pour le transport de patients



**Ambulance type B**  
pour le transport et les soins d'urgence



**Ambulance type C**  
pour le transport et les soins intensifs



**SACS VOMITOIRES VOM'7.** Le lot de 25 sachets.



**NORMALISÉ**

**SOLUTION ANTISEPTIQUE BACTÉRICIDE NON IODÉE**  
(chlorhexidine 0,2%) en conditionnement de 12 dosettes de 5 ml.



**HARICOT**



**GANTS CHIRURGICAUX EN LATEX, STÉRILES.**

La paire. Tailles disponibles L ou M. Norme EN 455-1, -2.



**CONTENEUR À AIGUILLES USAGÉES.**

Conforme à la Norme NF X30-500. Capacité 1 litre.



**BASSIN**



**GANTS EN VINYLE FAIBLEMENT POUDRÉS.**

La boîte de 100, tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL.  
Norme EN 455-1, -2.



**CONTENEUR CARTON DÉCHETS DASRI EN12740.**

Contenance 25 litres.



**URINAL HOMME**



**SAC À DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTUEUX MOUS.**

Capacité 50 litres. Norme NF X 30-501. Le rouleau de 25 sacs.



**URINAL FEMME**



# ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Réf. GRIPP'7 AMBU



**SET D'URGENCE POUR PROTECTION CONTRE LES INFECTIONS ET ÉPIDÉMIES VIRALES «GRIPP'7 AMBU».**

Pour 2 ambulanciers et 1 patient.

Réf. CLOVER



**PARKA PROFESSIONNELLE 4 EN 1 AVEC GILET DÉTACHABLE**

Se compose d'une parka et d'un gilet intérieur détachable avec manches détachables. Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL.

Réf. GSJ



**ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE DANS TOUS LES VÉHICULES DEPUIS LE 1<sup>er</sup> Juillet 2008**

**NORMALISÉ**



**GILET DE SÉCURITÉ ET DE SIGNALISATION** jaune fluorescent, Norme EN 471 Classe 2.

Réf. FFP2



**NORMALISÉ**



**MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2.**

Norme EN 149. La boîte de 20.

Réf. GM



**GANTS ÉPAIS DE MANUTENTION POUR DÉBRIS DE VERRE,** taille unique 10, la paire.

## ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES NORME NF EN 1789



**Ambulance type A** pour le transport de patients



**Ambulance type B** pour le transport et les soins d'urgence



**Ambulance type C** pour le transport et les soins intensifs



# MATÉRIEL DE PROTECTION ET DE SAUVETAGE

Réf. CCBV



**COUPE CEINTURE - BRISE VITRE EN PORTE CLÉS.**

Réf. NETT'7



**SET DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION HEBDOMADAIRE POUR VÉHICULE SANITAIRE "NETT'7@"**

Composition : 6 sachets détergent et désinfectant de surface de 20 ml, 1 sachet de pré-désinfection par trempage, 6 serviettes imprégnées désinfectantes, 12 paires de gants vinyle poudrés non stériles, taille L 8/9, 1 paire de lunettes de protection anti-projection, 1 sac 30 litres pour DASRI, 18 serviettes super-absorbantes gaufrées, 30 x 40 cm, 1 flacon de gel désinfectant des mains 100 ml, 1 notice protocoles quotidien et approfondi, 2 Feuilles d'enregistrement de l'entretien quotidien. Conditionné en emballage plastique thermosoudé.

Réf. TPS



**ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE DANS TOUS LES VÉHICULES DEPUIS LE 1<sup>er</sup> Juillet 2008**

**NORMALISÉ**

**TRIANGLE DE PRÉ-SIGNALISATION.**

Conforme à la réglementation européenne R 70 Adt 01.

Réf. SIN



**NORMALISÉ**

**LINGETTES PRÉ-IMPRÉGNÉES DE DÉTERGENT-DÉSINFECTION.**

La boîte distributrice de 100. Normes EN 1040 et EN 1275.

Réf. GDM100



**NORMALISÉ**

**FLACON DE 100 ML DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE DE POCHE**

Pour la désinfection des mains. Normes EN 1040 et EN 12054.

Réf. GDM300



**NORMALISÉ**

**FLACON DE 300 ML DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE AVEC POMPE DISTRIBUTRICE**

Pour la désinfection des mains. Normes EN 1040 et EN 12054.

Réf. SDD



**NORMALISÉ**

**SPRAY DÉTERGENT ET DÉSINFECTION POUR SURFACE.**

Parfum citron. Le spray de 750 ml. Normes EN 1040 et EN 1275.

Réf. SDD5



**NORMALISÉ**

**DÉTERGENT ET DÉSINFECTION POUR SURFACE.**

Parfum citron. Le bidon de 5 litres. Normes EN 1040 et EN 1275.




# PACK PÉDIATRIE AGRÉMENT A.R.S.

## ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES POUR LE TRANSPORT DE NOUVEAU-NÉS ET DE NOURRISSONS EN AMBULANCE



### PACK PÉDIATRIE «CONFORT»

Livré avec l'ensemble des équipements obligatoires à l'exception de l'aspirateur de mucosités électrique VACU. Livré avec un sac de transport



Réf. PACK PÉDIATRIE «OPTIMA»



### PACK PÉDIATRIE «OPTIMA» POUR AGRÉMENT A.R.S.

Composé des équipements pédiatriques obligatoires pour véhicule de type A, B et C dans le cadre du transport de nouveau-nés et de nourrissons  
Composition : 1 harnais/matelas à dépression pédiatrique avec harnais de maintien intégré et sac de rangement réf BABY GUARD. 1 thermomètre normal et hypothermique au Gallium, réf THEH. 1 bonnet nouveau-né en jersey, réf BJ. 1 couverture isolante de survie pédiatrique, 140 x 110 cm, réf DIP. 1 aspirateur de mucosités électrique avec plage de réglage nourrisson à l'adulte, réf VACU. 1 jeu de 3 sondes d'aspiration pédiatriques, réf SAP. 1 jeu de 5 lunettes à oxygène nourrisson, réf LOP. 1 insuffleur manuel nouveau-né et masque TO, réf IMUN. 1 jeu de 2 masques pédiatriques, réf MUU1 et MUU2. 1 jeu de 4 attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs, réf AP. Livré avec un sac de transport.



### HARNAIS DE MAINTIEN PÉDIATRIQUE KIDYSAFE®

Le Kidysafe® est un immobilisateur pédiatrique pour le transport des enfants en ambulance. Le dispositif est constitué d'un corps en toile, et de deux sangles pour sa fixation au brancard. La longueur des sangles est réglable pour l'adaptation aux différents brancards. Conforme aux normes EN 1789 et EN 1865 «Spécifications pour brancards et autres équipements pour le transport de patients utilisés en ambulances routières», EN 1021-1 Estimation d'inflammabilité de mobilier tapissé, EN 980 Symboles graphiques utilisés dans l'étiquetage des produits sanitaires.

## ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES NORME NF EN 1789



**Ambulance type A**  
pour le transport  
de patients



**Ambulance type B**  
pour le transport  
et les soins d'urgence



**Ambulance type C**  
pour le transport  
et les soins intensifs



# COFFRETS DE SECOURS

Réf. NTSG



**NORMALISÉ** 



**COFFRET DE SECOURS COMPLET POUR VÉHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE.** Composition : 1 bande élastique type Velpeau Larg. 5 cm, 1 bande élastique type Velpeau Larg. 10 cm, 20 compresses de gaze stérile 7,5 x 7,5 cm, 2 pansements stériles absorbants (dit «américain») 20 x 40 cm, 2 rouleaux de ruban adhésifs parapharmaceutique largeur 2 cm, 2 paires de gants stériles taille M, 5 paires de gants de soins non stériles taille S 6/7, 5 paires de gants de soins non stériles taille M 7/8, 5 paires de gants de soins non stériles taille L 8/9, 20 dosettes de solution antiseptique bactéricide non iodée en conditionnement d'origine, 1 clamp de Barr stérile à usage unique, 1 couverture de survie isotherme, 1 flacon de solution hydroalcoolique pour lavage des mains en conditionnement d'origine 100 ml, 1 paire de ciseaux universel «bout mousse», 3 canules oropharyngées : petite, moyenne et grande taille, 1 lampe électrique à pile, 5 morceaux de sucres, 10 sacs poubelle de 10 litres, 1 masque de poche pour insufflation à usage unique, 5 sacs vomitifs «Vom'7», 2 masques de type chirurgical à usage unique, 2 masques type FFP2 à usage unique. Coffret livré avec support mural.


Réf. RNTSG

**RECHARGE COMPLÈTE POUR COFFRET DE SECOURS POUR VÉHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE.**

Réf. TT



**NORMALISÉ** 



**COFFRET DE SECOURS GARNI TAXI TYPE CONVENTION ARTICLE 2 - ANNEXE 6.** comprenant 1 coffret en plastique ABS anti-choc vert avec porte cristal et support mural, dimensions 26,3 x 17 x 8,3 cm, 10 compresses stériles 10 x 10 cm, 1 pansement « américain » absorbant stérile 20 x 40 cm, 1 bande extensible type « Velpeau » 10 cm x 4 m, 5 dosettes 5 ml de Chlorhexidine 0,2%, 1 paire de ciseaux universels bouts mousse, longueur 10 cm, 1 paire de gants latex stériles taille 8/9, 2 clips de fixation pour bandes, 3 sucres emballés.



# OFFRES COMPLÉMENTAIRES

Réf. SPEED'OX BAG



## SAC À DOS D'OXYGÉNOTHÉRAPIE POUR BOUTEILLE 5 LITRES.

Dimensions hors tout : H 72 cm, L 46 cm, P 25 cm. Contenance : 80 litres - Poids : 5,360 kg.

Réf. CFR



## CARNET DE FEUILLES DE ROUTE

Spécial Transport sanitaire. La feuille de route en double exemplaire autocopiant (l'un pour le salarié, l'autre pour l'employeur), doit être renseignée chaque jour tout au long de la semaine par le salarié ambulancier roulant 52 liasses de 2 feuillets (Pour une année complète). Intercalaire de protection intégré. Format : 21 x 15 cm

Réf. SPEED'AID BAG



## SAC À DOS DE PREMIERS SECOURS «SPEED'AID BAG»

Dimensions : H 50 x L 35 x P 15 cm (livré sans ampoulier).

Réf. CED

## CARNET DE FICHES D'ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION

Spécial Ambulance de type A, B et VSL. La fiche d'entretien et de désinfection en double exemplaire autocopiant (l'un pour le salarié, l'autre pour l'employeur), doit être renseignée chaque jour tout au long de la semaine par le salarié responsable de l'entretien. Intercalaire de protection intégré. Format : 21 x 15 cm

Réf. SMUP



## SAC À BANDOULIÈRE POUR MÉDECINE D'URGENCE PETIT MODÈLE

Dimensions : H 20 x L 28 x P 20 cm.

Réf. CFB

## CARNET DE FICHES BILAN

Fiche bilan destinée aux prises en charge : intervention SAMU, médecin ou autre. Permet la traçabilité des informations relatives au patient : renseignements, constantes, antécédents, traitement, gestes effectués, observations, surveillance, etc... La fiche bilan en double exemplaire autocopiant (l'un pour le salarié, l'autre pour l'hôpital), doit être renseignée par l'ambulancier. 50 liasses de 2 feuillets. Format : 21 x 29,7 cm



**MEDICOM** : 52 Chemin Cachalot - Pierrefonds - 97410 SAINT-PIERRE  
Tél. : 02 62 26 64 57 - Fax : 02 62 26 69 99 - email : info@medicom.re

# TABLEAU TECHNIQUE

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ OBLIGATOIRE SUIVANT LE TYPE D'AMBULANCE			NORMES de conformité appliquées	-	-	-
									
ÉQUIPEMENTS DE RELEVAGE ET DE BRANCARDAGE DU PATIENT	Chariot MONOBLOC TROLLER®	TROLLER 4P	1	1	1	EN 1865 et EN 1789	-	-	-
	Dispositif d'ancrage ambulances pour chariot-brancard TROLLER®	TROLLER'FIX	1	1	1	EN 1865 et EN 1789	-	-	-
	Portoir de type cuillère dit civière de relevage	SCOOP	-	1	1	EN 1865	-	-	-
	Chaise portoir pliable compacte PP2	PP2	1	1	En option	EN 1865	-	-	-
	Drap portoir de transfert	PS	En option	En option	En option	EN 1865	-	-	-
	Matelas à dépression anti-rétractation	NPICN	En option	1	1	EN 1865	-	-	-
	Tête d'immobilisation universelle pour plan dur	ITUL	-	En option	En option	EN 1865	-	-	-
	Plan dur composite	PDEP	-	En option	En option	EN 1865	-	-	-
	Sangle de maintien et de sécurité intégrale type araignée pour plan dur	SMI	-	En option	En option	EN 1865	-	-	-
ÉQUIPEMENTS D'IMMOBILISATION	Attelle de traction pour membres inférieurs	ATD	-	En option	En option	-	-	-	-
	Lot pour les fractures - Attelles «ALUFORM» modelables, le jeu de 4	GM/SGM	1	1	1	-	-	-	-
	Attelle cervico-thoracique	SED	-	En option	En option	-	-	-	-
	Colliers cervicaux adulte «STIFNECK», le jeu de 3	NECK	1	1	1	-	-	-	-
	Colliers cervicaux enfant et nourrisson «STIFNECK», le jeu de 3	NECKP	1	1	1	-	-	-	-
	Sac de transport pour colliers cervicaux «STIFNECK»	SNECK	-	-	-	-	-	-	-
ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION/RESPIRATION	Aspirateur de mucosités manuel «EZY VAC»	RESQ	1	-	-	EN ISO 10079-1 : 1999	-	-	-
	Aspirateur de mucosités électrique portable «QSU»	QSU	-	1	1	EN ISO 10079-2 : 1999	-	-	-
	Embout de ventilation en bouche à masque	MR	1	1	1	-	-	-	-
	Insufflateur manuel adulte avec masque T5, réserve et tuyau O2	IMSA	1	1	1	ISO 08382	-	-	-
	Insufflateur manuel enfant avec masque T2, réserve et tuyau O2	IMSE	1	1	1	ISO 08382	-	-	-
	Insufflateur manuel nourrisson avec masque T0, réserve et tuyau O2	IMSN	1	1	1	ISO 08382	-	-	-
ÉQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC	Tensiomètre manopaire multibrassard	TMP4	1	1	1	-	-	-	-
	Oxymètre de pouls miniature	OXYL	En option	1	1	EN ISO 9919/EN 865/EN 60601-1	-	-	-
	Moniteur 5 paramètres + sacoche	MMP5 + SMMP5	En option	En option	1	EN 60601-1/EN 864/EN 865	-	-	-
	Lecteur de glycémie	GLU	En option	1	1	-	-	-	-
	Stéthoscope double pavillon adulte	STE2	En option	1	1	-	-	-	-
	Stéthoscope double pavillon pédiatrique	STE2P	En option	1	1	-	-	-	-
	Lampe de diagnostic	LS	-	1	1	-	-	-	-
Thermomètre électronique radar (sans contact)	THER	En option	1	1	EN 12470-1	-	-	-	

# TABLEAU TECHNIQUE

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ OBLIGATOIRE SUIVANT LE TYPE D'AMBULANCE			NORMES de conformité appliquées	-	-	-
			 A	 B	 C				
ÉQUIPEMENTS DE RÉANIMATION	Défibrillateur Automatisé Externe	DAE	En option	1	1	EN 1789/EN 60601-2-4	-	-	-
	Pousse-seringue électrique «ASENA»	PSR1	-	-	1	EN 60601-1	-	-	-
	Laryngoscope inox avec 4 lames réutilisables	LARM	-	-	1	-	-	-	-
	Canules oro-pharyngée (le jeu de 5 tailles panachées)	CG	-	1	1	-	-	-	-
	Sondes d'aspiration stériles, le jeu de 5	SA	-	1	1	-	-	-	-
	Nébuliseur miniature adulte avec bocal 6 ml et tubulure.	MN	-	-	1	-	-	-	-
	Nébuliseur miniature pédiatrique avec bocal 6 ml et tubulure.	MNP	-	-	1	-	-	-	-
	Pince de Magill adulte	PMA	-	-	1	-	-	-	-
	Pince de Magill enfant	PME	-	-	1	-	-	-	-
	Canule d'aspiration courte, souple et stérile	SB	-	1	1	-	-	-	-
Sondes d'intubation trachéale stériles à ballonnet. Le jeu de 5, tailles	ST 5	-	-	1	-	-	-	-	
BANDAGE ET MATÉRIEL D'HYGIÈNE	Draps housse à usage unique. le jeu de 10 draps	DJ	1	2	2	-	-	-	-
	Oreiller traité bactériostatique (SANITIZED) 60 x 60 cm	OEB60	1	2	2	-	-	-	-
	Taies d'oreiller à usage unique. le jeu de 10 taies	TJ	1	2	2	-	-	-	-
	Drap de transfert à usage unique	DT	1	1	1	-	-	-	-
	Couverture traitée bactériostatique (SANITIZED)	CB	1	1	1	-	-	-	-
	Set d'urgence pour le traitement de plaie et d'hémorragie «SANG'7»	SANG'7	1	1	1	-	-	-	-
	Set d'urgence pour brûlures thermiques et chimiques «FIRE'7»	FIRE'7	-	1	1	-	-	-	-
	Set d'urgence pour récupération de membre «COUP'7»	COUP'7	En option	1	1	-	-	-	-
	Set d'urgence pour accouchement inopiné «NATA'7»	NATA'7	1	1	1	-	-	-	-
	Sacs vomitoires «VOM'7». Le lot de 25 sachets	VOM'7	1	1	1	-	-	-	-
	Gants chirurgicaux en latex, stériles. La paire. Tailles disponibles L ou M	GSM	2 paires	5 paires	5 paires	EN 455-1, -2	-	-	-
	Gants en vinyle faiblement poudrés. La boîte de 100	GV	1	1	1	EN 455-1, -2	-	-	-
	Solution antiseptique bactéricide non iodée (12 dosettes de 5 ml)	DCH	2	2	2	EN 1040	-	-	-
	Conteneur à aiguilles usagées. Capacité 1 litre	CAU	-	-	1	NF X30-500	-	-	-
	Conteneur carton à déchets DASRI EN12740	EDASRI25	-	-	2	NF X30-500	-	-	-
	Sac à Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux mous, les 25	SDASRI	1	1	1	NF X30-500	-	-	-
	Haricot	HA	1	1	1	-	-	-	-
	Bassin	BSN	1	1	1	-	-	-	-
Urinal PVC homme	UR	1	1	1	-	-	-	-	
Urinal PVC femme	URF	1	1	1	-	-	-	-	

# TABLEAU TECHNIQUE

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ OBLIGATOIRE SUIVANT LE TYPE D'AMBULANCE			NORMES de conformité appliquées	-	-	-
									
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS	Set d'urgence contre les infections et épidémies virales «GRIPP'7 AMBU»	GRIPP'7 AMBU	1	1	1	-	-	-	-
	Parka pour ambulancier avec bandes réfléchissantes, croix de vie	CLOVER	1	1	1	-	-	-	-
	Gilet de sécurité et de signalisation jaune fluorescent	G SJ	En option	En option	1	EN 471	-	-	-
	Masque de protection respiratoire FFP2. La boîte de 20 masques	FFP2	1	1	1	EN 149	-	-	-
	Gants épais de manutention pour débris de verre	GM	En option	En option	En option	-	-	-	-
MATÉRIEL DE PROTECTION ET DE SAUVETAGE	Coupe ceinture - brise vitre en porte clés	CCBV	1	1	1	-	-	-	-
	Triangle de pré-signalisation	TPS	1	1	1	R 70Adt 01	-	-	-
	Set de nettoyage et de désinfection hebdomadaire	NETT'7	1	1	1	-	-	-	-
	Lingettes pré-imprégnées de détergent-désinfectant. La boîte de 100	SIN	1	1	1	EN 1040/EN 1275	-	-	-
	Flacon de solution hydro-alcoolique de poche 100 ml	GDM100	1	1	1	EN 1040/EN 12054	-	-	-
	Flacon de solution hydro-alcoolique avec pompe distributrice 300 ml	GDM450	1	1	1	EN 1040/EN 12054	-	-	-
	Spray détergent et désinfectant. Le spray de 750 ml	SDD	1	1	1	EN 1040/EN 1275	-	-	-
	Détergent et désinfectant. Le bidon de 5 litres.	SDD5	1	1	1	EN 1040/EN 1275	-	-	-
PACK PÉDIATRIE ET COFFRETS	PACK PÉDIATRIQUE CONFORT (sans aspirateur de mucosités)	PACK PÉDIATRIE CONFORT	1	1	1	Arrêté du 7/02/2005	-	-	-
	PACK PÉDIATRIQUE OPTIMA complet (avec aspirateur de mucosités)	PACK PÉDIATRIE OPTIMA	1	1	1	Arrêté du 7/02/2005	-	-	-
	Harnais de maintien KIDYSAFE®	KIDY	1	1	1	Arrêté du 7/02/2005	-	-	-
	Nouveau coffret de secours complet	NTSG	1 par 	1 par 	1 par 	Arrêté du 10/02/2009	-	-	-
	Recharge complète pour coffret de secours	RNTSG	1 par 	1 par 	1 par 	Arrêté du 10/02/2009	-	-	-
	Coffret de secours garni pour TAXI	TT		1 par 		Conv. des Taxis Art. 2 Ann.6	-	-	-
OFFRES COMPLÉMENTAIRES CONTACT SÉCURITÉ®	Sac à dos d'oxygénothérapie pour bouteille 2 à 5 litres	SPEED'OX BAG	-	-	-	-	-	-	-
	Sac à dos de premiers secours «SPEED'AID BAG»	SPEED'AID BAG	-	-	-	-	-	-	-
	Sac à bandoulière pour médecine d'urgence petit modèle	SMUP	-	-	-	-	-	-	-
	Carnet de feuilles de route	CFR	1	1	1	-	-	-	-
	Carnet de fiches d'entretien et de désinfection	CED	-	-	-	-	-	-	-
	Carnet de fiches bilan	CFB	-	-	-	-	-	-	-



**MEDICOM** : 52 Chemin Cachalot - Pierrefonds - 97410 SAINT-PIERRE  
Tél. : 02 62 26 64 57 - Fax : 02 62 26 69 99 - email : info@medicom.re