



**MATERIELS, CONSOMMABLES
&
ACCESSOIRES SAGES FEMMES**

52 Chemin Cachalot - Pierrefonds - 97410 SAINT PIERRE



0262 26 64 57 - 0262 26 69 99

commercial@medicom.re


www.medicom.re



SARL MEDICOM

SOMMAIRE

	PAGES
➤ PRESENTATION	3 – 4
➤ MOBILIER	5 à 7
➤ MATÉRIEL	8 à 14
➤ DIAGNOSTIC	15 – 16
➤ CONSOMMABLES	17 à 20
➤ ACCESSOIRES	21 à 25



52 Chemin Cachalot - Pierrefonds - 97410 SAINT PIERRE



0262 26 64 57 - 0262 26 69 99

commercial@medicom.re

www.medicom.re



SARL MEDICOM



MEDICOM a été créé en 1994 à l'île de la Réunion et rayonne aujourd'hui sur toutes les îles de l'océan Indien.

Leader dans le domaine des **technologies médicales** en partenariat avec de **grands groupes** à la pointe de la recherche et de l'innovation.

Nous sommes présents dans les domaines de la **cardiologie**, la **pédiatrie**, l'**échographie**, le **monitoring**, la **stérilisation**, la **perfusion**, la **rééducation fonctionnelle**, et le **mobilier médical** auprès des hôpitaux, cliniques, médecins spécialistes, médecins généralistes, infirmières, sages femmes, kinésithérapeutes...

MEDICOM est une société **compétente** au service des **professionnels** de la santé.

Notre équipe technique forte de **trois professionnels** dans les domaines de **l'électronique** et de **l'informatique** médicale bénéficie d'une formation continue chez nos fournisseurs.

Notre **leitmotiv** : un personnel **formé** pour une efficacité auprès de nos clients.



Notre **magasin** est ouvert
du **lundi** au **vendredi**
de **8h à 12h** et de **13H00 à 16H00**.

Un **service de livraison** et un **SAV** sont à votre disposition.

Aurélie THOBIE
0693 693 693
athobie@medicom.re





FAUTFAUTEUIL DE GYNECOLOGIE FIXE MOBERCAS

Fauteuil de gynécologie 2 parties à **Hauteur Fixe**
Largeur 560 mm

Dossier réglable par levier mécanique

Jambière réglable par levier mécanique.

Dispose de 4 niveleurs.

Capacité de charge : 250 kg

Table d'examen 3 équipé de : repose jambes gynécologiques, plateau amovible en acier inoxydable et coussin cervical ergonomique réglable en hauteur

REF : 172870BE

Informations prix,
modèles, options,
coloris au choix,
délais ...
Nous consulter

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE 2 PARTIES

Hauteur 800 mm

Sellerie en forme confortable sur mousse **épaisseur**

80 mm, Largeur 800 mm, 20 coloris au choix

Capacité de charge : 130 kg

REF : 12421



DIVAN ECOMAX Double MIXTE Fixe 3 parties

Hauteur 800 mm

Sellerie confortable sur mousse **épaisseur 60 mm**,

largeur 600 mm, 5 coloris disponibles : Bleu, vert, jaune, noir ou blanc

Capacité de charge : 150 kg

REF : ECOMAX-DBLMIXTE



FAUTEUIL DE GYNECOLOGIE A HAUTEUR FIXE 3 PARTIES

Sellerie en forme confortable sur mousse **épaisseur 80 mm**,

largeur 600 mm sans couture apparente, biseautée dans les angles, 20 coloris au choix

Capacité de charge : 130 kg

REF : 62502T





DIVAN D'EXAMEN ECOMAX BLEU

Hauteur 800 mm

Sellerie en forme confortable sur mousse **épaisseur 60 mm, largeur 600 mm**, 5 coloris au choix (bleu, jaune, vert, noir et blanc)
notice de montage, montage très rapide
Capacité de charge : 150 Kg

REF : ECOMAX

PARAVENT INOX 3 PANNEAUX

Armature en tube acier mécano-soudé peint époxy
3 panneaux reliés par des charnières repliables l'un contre l'autre,
Equipés de roulettes Ø 5 cm
Dimensions plié : largeur 100 cm, hauteur 180 cm, épaisseur 9 cm
Dimensions déplié : largeur 200 cm, hauteur 180 cm
Existe également en 2 panneaux

REF : OTA0063



LAMPE D'EXAMEN STANDARD

Structure tube rond en Acier Inoxydable
Bras flexible de 52 cm
Ampoule 60 W
Piètement très stable en plastique noir à 5 branches
5 roulettes doubles sans frein

REF : OTA00910A



LAMPE D'EXAMEN LED AVEC PIED A ROULETTES

Fournit deux à cinq fois plus de lumière blanche que les éclairages de sa catégorie
15.000 Lux à 50 cm
MASTER LED 10 W 15 °
Durée de vie 25.000 h
Livré avec un pied à roulettes 4kg

REF : OL0070



Informations prix,
modèles, options,
coloris au choix,
délais ...
Nous consulter

GUERIDON INOX 2 PLATEAUX

Structure tube rond en Acier Inoxydable
70 x 50 x 80
Plateaux en Inox
Roues caoutchouc silencieuses
Diamètre : 75 mm avec freins

REF : OSA7050



GUERIDONS

Pratique, fonctionnel, robuste
Bâti tube acier laqué époxy blanc
Roulettes double galet diamètre 75 mm

Mobil Design : 69 x 41 x 79 cm
poids : 12 kg
REF : 230702

Mobil Design Compact : 41 x 41 x 79 cm
poids : 10 kg
REF : 230703



TABOURET CONFORT PREMIUM

Comporte un piètement chromé et des
roulettes polyuréthanes grande résistance
piètement 5 branches
assise 4 cm
garniture mousse polyester expansé
Hauteur Réglable de 52 à 71 cm

CHROME SUR ROULETTES
FIRN
REF : 2313FIRN



MARCHE PIED

Bâti tube chromé
Marches grises antidérapantes

1 MARCHE L 40 x l.27 x H 22 cm
Poids : 2 kg
REF : 230504
2 MARCHES L 51 x l 39 x H 44 cm
Poids : 4 kg
REF : 230506

ROULETTES CHROME
WINELEC SISSEL
REF : 2004F



MONITEUR CARDIOTOCOGRAPHE DUAL PACK EDAN F3

**DEMONSTRATION & PRET
D'APPAREIL SUR DEMANDE**



**FORMATION SUR MONITORING +
FORMATION SUR LE LOGICIEL DE
TRANSFERT
OFFERTES**



MONITORING FŒTAL GEMELLAIRE AVEC VCT

La meilleure **détection fœtale** du marché, un tracé **clair et précis** grâce à une **technologie exclusive d'acquisition**.

Le seul **monitoring** permettant de réaliser ses **séances à domicile**, puis de **transférer ses séances sur PC** dès le retour au cabinet (par clé USB)

DIAGNOSTIC FOETAL

2 rythmes cardiaques (gémellaire)

1 voie TOCO externe

Ecran LCD couleur

Capteurs étanches très haute sensibilité : technologie exclusive à 8 cristaux en étoile à fréquence optimale de 1 MHZ

Appareil robuste, très léger et facilement transportable (3 kg)

Fonctionnement en mode batterie pendant 7 heures

Possibilité d'utilisation pendant la charge de la batterie

Imprimante thermique intégrée haute résolution

Mémoire grande capacité (60 heures d'enregistrement)

Marqueurs d'événements, alertes sonores et visuelles.

Logiciel Insight pour ordinateur PC (transfert des données en temps réel, enregistrement des événements, fichiers patients, historique des séances, impression sur papier A4)

Fonction VCT (variation à court terme)

Le Monitoring fœtal F3 Dual EDAN est livré avec ses accessoires :

- Logiciel Insight
- 2 capteurs FHR
- 1 capteur TOCO
- 3 sangles
- 1 marqueur d'évènements
- 3 liasses de papier
- 1 flacon de Gel
- 1 batterie rechargeable
- 1 câble pour transmission de données
- 1 sacoche de transport

➤ Appareil garantie 2 ans

➤ Capteurs garantie 1 an

➤ Sacoche garantie 1 mois

**Informations prix,
modèles, options ...
Nous consulter**



ECHOGRAPHE DUS60 EDAN AVEC SONDE CONVEXE

L'échographe portable à ultrasons Edan DUS60 l'un des dispositifs d'échographies **les plus compacts**.

Proposant des solutions médicales complètes aux praticiens médicaux à travers le monde, le fabricant a conçu ce modèle pour être **polyvalent, intuitif et puissant**.

Large gamme d'applications :

Abdomen, obstétrique, petites pièces, gynécologie, urologie, cardiologie, MSK, orthopédie, périphérique vasculaire, pédiatrie.

Doté de technologies de pointes :

Qualité d'image (THI), l'échographe portable à ultrasons Edan DUS60 est également doté de la technologie Doppler Pulsé (PW) et de 5 bandes de fréquence.

REF : DUS60

ECHOGRAPHE

Informations prix,
modèles, options ...
Nous consulter

**INTUITIF/ PUISSANT
COMPACT/ MANIABLE**

**GRANDE AUTONOMIE
(2 heures en numérisation continu)**



CAPTEUR EDAN F3

Capteur étanche FHR / TOCO 1MHz
pour cardiocographe Edan F2 et F3
Conditionnement : à l'unité
Garantie du capteur : 1 an

CAPTEUR CARDIO Réf : 02.01.210256
CAPTEUR TOCO Réf : 02.01.210259



CEINTURE POUR EDAN F3

Sangle textile élastique pour fixation
des capteurs
Longueur : 140 cm

REF : 01.57.02264



PAPIER MONITO POUR EDAN F3

Papier pour cardiocographe HP/ EDAN F2/F3/F6/F9 & BT 350 /
ECOTWIN & PHILIPS sans PERFORATION, Echelle 20
Echelle 50 - 210 bpm
Dimensions : 151mm x 100 mm x 150 feuilles

REF : 1A02666



GEL PARKER AQUASONIC

Gel de transmission ultrasonique
Adapté à la gamme étendue de fréquences
utilisées
Sans formaldéhyde
Non spermicide

250 ML REF : 1I00915 **5 L**
REF : 1I00916



GEL DE CONTACT ECHO - KINEMER

Gel de contact écho composé de : Aqua,
Benzyl alcohol, carbomer, triethanolamine,
CI 42090

1 L REF : 018.240

5 L REF : 019.240



DOPPLER FOETAL AVEC ECRAN ET SONDE 2 MHz

**Appareil portatif d'obstétrique pour les examens de routine des
obstétriciens et des sages-femmes**

Ecran LCD rétro-éclairé (65 x 50 mm),
Fréquence à ultrasons: 2MHz,
Plage de mesure: 50-240 bpm,
Précision: +/- 1 bpm,
Haut-parleurs avec réglage du volume,
Son limpide,
Différents modes de travail,
Arrêt automatique.
Fonctionne avec batterie rechargeable sur secteur.
Garantie 2 ans.

REF : DCDOPP02



MYOPLUS 2



Il combine :

- 2 voies de **biofeedback**
- 2 voies de **stimulation** comportant **48**

Idéal pour les **traitements en uro-gynécologie** avec 19 programmes (incontinence urinaire, entraînement musculaire du plancher pelvien, douleurs pelviennes, etc.). Associe également parfaitement la **rééducation périnéale** et musculaire (électro stimulateur 4 voies).

Inclus 3 modes différents : **rééducation uro-gynécologique** (19 programmes), **rééducation sportive** (21 programmes), **rééducation fonctionnelle** (9 programmes)

Connection Bluetooth

Enregistrement des séances

Livré avec une mallette de transport , 4 piles , 5 licences pour logiciel, 1 clé USB Bluetooth , 1 support et 1 manuel d'utilisation

REF : 155172

CEFAR PERISTIM PRO

Véritable référence pour la **rééducation périnéale**, pour l'**incontinence d'effort**, l'**instabilité vésicale** et l'**incontinence mixte** et, plus généralement, **pour la tonification du plancher pelvien**.

Cefar Compex, leader mondial dans le domaine de l'électrothérapie, a mis au point un **appareil d'électrostimulation** périnéale simple et très complet.

L'appareil Péristim pro dispose d'un large écran rétro-éclairé.

Une fonction pause permet d'interrompre et de reprendre le traitement à tout moment sans avoir à ajuster l'intensité.


3 programmes libres peuvent être paramétrés.

Le Cefar Peristim Pro peut-être utilisé avec une **sonde vaginale**, une **sonde anale** ou avec des **électrodes de surface**.

REF : 111.231+



NEURO TRAC SIMPLEX



Le **Neuro Trac Simplex** comporte 1 canal **biofeedback** (Emg). Le Neuro trac peut se brancher sur PC grâce à sa connexion bluetooth de série pour notamment, une visualisation sur écran, travail interactif du patient et mémorisation des séances dans le fichier patient permettant d'évaluer les performances du patient et de produire un bilan chiffré.

- 1 canal, signal EMG intégré
- sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 μV
- affichage sur 20 diodes de haute luminosité et/ou écran
- biofeedback sonore
- réglage du seuil
- réglage du temps de travail et de repos
- enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes, des exercices des contractions et des relâchements

REF : 155165

APPAREIL D'URO-GYNECOLOGIE BIOSTIM 2.1



INDICATIONS

- Rééducation post-partum
- Incontinence urinaire/anale
- Prolapsus
- Pathologie anorectale
- Douleurs...

BÉNÉFICES THÉRAPEUTIQUES

La stimulation possède 2 voies de stimulation :

- Courants antalgiques (Gate Control, endorphinique).
- Excito-moteur (reprogrammation neuromotrice, rééducation et renforcement musculaire).
- Plusieurs sensibilités de stimulation.
- Contrôle par télécommande.

Le biofeedback possède 2 voies couplées aux sorties de stimulation (avec module ludométrique inclus) :

- Réponse de haute qualité.
- Calibrage automatique ou manuel.
- Une voie de biofeedback pression.

CARACTÉRISTIQUES

Un logiciel intuitif et facile d'utilisation, compatible sur MAC et PC, avec module ludométrique intégré :

- Guide des pathologies.
- 50 programmes prédéfinis avec ou sans objectif.
- Bilans et suivis de grossesses.
- Planches anatomiques.
- Assistance interactive pour chaque traitement (guides visuels, placement des électrodes, principe de traitement, paramètres préconisés...).
- Une excellente visualisation des courbes : animation neutre, sphérique ou ludique.

Ordinateur vendu séparément.

Cet appareil est compatible avec toutes les sondes vaginales et anales.

Garantie 2 ans

REF : BIOSTIM

ELECTRODES DURA STICK

Dura-Stick Plus est recouverte de fils textiles non lavables qui en font un produit plus abordable mais dont la longévité reste exceptionnelle : jusqu'à 40 séances dans des conditions normales d'utilisation.

Disponible avec connexion classique (fiche banane femelle 2mm) ainsi qu'avec connexion Clip Cefar ou Snap Compex.

RONDES 3,2CM	Réf : 42219
RONDES 5CM	Réf : 42197
CARREES 5X5 CM	Réf : 42198
RECTANGLES 5X9 CM	Réf : 42199



**Informations
prix, modèles,
options ... Nous
consulter**

THERMOMETRE FRONTAL INFRAROUGE FLASHTEMP



FlashTemp, le thermomètre infrarouge Colson permettant une prise de température **sans aucun contact** !

Il permet également de mesurer la chaleur émise par les objets, comme les biberons par exemple (mode corporel ou mode objet).

Une fois la mesure effectuée, le résultat est affiché sur l'écran LCD rétro-éclairé de couleur verte si la température est inférieure 37,8°C ; de couleur rouge si la mesure est supérieure ou égale à 37,8°C. L'alarme sonore de fièvre se déclenchera aussitôt.

Economique, il s'éteint automatiquement au bout d'une minute de non utilisation.

Thermomètre infrarouge Colson FlashTemp livré avec piles, socle et housse de rangement.

REF : CC7490200

THERMOMETRE OMRON GENTLE TEMP 520

Pour connaître précisément la température corporelle !

Le thermomètre OMRON Gentle Temp 520 (MC520E) permet une **mesure confortable, sûre, précise et rapide de la température au niveau du tympan**.

Le thermomètre auriculaire numérique Gentle Temp 520 permet une lecture rapide, pratique et précise de la température sans les temps d'attente liés au thermomètre conventionnel.

La recherche clinique a montré que l'oreille est un site idéal pour la mesure de la température corporelle car le tympan partage certains vaisseaux avec l'hypothalamus, la partie du cerveau qui contrôle la température corporelle. L'oreille est donc un indicateur précis de la température corporelle interne.

REF : DOMC520



THERMOMETRE

TENSIOMETRE ELECTRONIQUE BRASSARD ADULTE AVEC ARYTHMIE (REF. TE)

Simple et précis, la prise de tension par gonflage et affichage digital automatiques des valeurs systoliques, diastoliques et du pouls.

Prise de mesures par méthode oscillométrique rapide et silencieuse.

Détection d'arythmie grâce au système exclusif %IHB (aide à contrôler la fréquence des battements irréguliers)

Mémorisation des 60 dernières mesures.

Large écran LCD

Mise en fonction par un seul bouton.

Prise adaptateur secteur

Plage de mesure 20 à 280 mmHg et 40 à 200 bpm.

Précision de la mesure de ± 3 mmHg.

Livré avec un brassard adulte sans latex ni métal (Diam 22 à 32 cm), piles et trousse de rangement.

REF : ZJ016



TENSIOMETRE AU BRAS MICROLIFE

Tensiomètre entièrement **automatique**
Grand écran et **ergonomie** d'utilisation
 300 mémoires
 Validation Clinique BHS
 Technologie IHD : pour une détection précoce des arythmies cardiaques
 Technologie MAM: moyenne des 3 dernières mesures

REF : DPMICR02



TENSIOMETRE AU POIGNET OMRON RS1

Nouvel appareil au design épuré, le tensiomètre **OMRON RS1** est un tensiomètre électronique au poignet simple d'utilisation grâce à son unique touche.
 Le système de vérification du bon positionnement du brassard assure une mesure précise et fiable.
 La lecture des résultats (pression systolique, pression diastolique, pouls) est facile et optimale grâce à l'écran confortable.
 Le tensiomètre Omron RS 1 est livré avec un jeu de piles, un carnet d'auto mesure.

REF : DORS1



PESE BEBE (enfant) LAICA PS3004 - 10g - 20 kg

Appareil 2 en 1 : pèse-bébé et pèse-personne pour enfant. Il indique la variation de poids par rapport à la mesure précédente. Adapté aux bébés agités.
 Graduation 10 g. Portée 20 kg.
 Dimensions : 54 x 21 x 14,5 cm. Poids 2,9 kg.
 Garantie 2 ans.

REF : 863080



PESE PERSONNE ELECTRONIQUE OMRON HN286 - 180 KGS

Pèse-personne électronique Omron HN 286 - 180 Kg
 - Prise de poids très précise (jusqu'à 180 kg)
 - Fonctionne avec 1 batterie lithium CR2032
 - Capacité : 180 kg
 - Graduation : 100 g

REF : DOHN286



TOISE BEBE BOIS NATUREL

Plage de mesure : de 0 à 100 cm.
 Graduation : 0,5 cm



REF : ET09101

Autres modèles
de matériel
Nous consulter



SPECULUM VAGINAL STERILE A USAGE UNIQUE


Ce dispositif est utilisé pour la réalisation d'examen gynécologique. Facilement utilisable par un blocage rapide et silencieux de la barrette.

24 mm BLEU REF : SPEV24
26 mm ROUGE REF : SPEV26
30 mm VERT REF : SPEV30

PINCE D'EXTRACTION DE STERILET

La pince d'extraction est utilisée pour retirer un stérilet. Stérile à usage unique

REF : 01.236



SET DE POSE DE STERILET

Instruments fabriqués en thermoplastique biocompatible

Le kit de pose de stérilet à usage unique contient :

- 1 pince de Pozzi droite : longueur 260 mm
 - 1 pince de Cheron droite : longueur 260 mm
 - 1 paire de ciseaux coupe-fils avec lame en métal : longueur 220 mm
 - 1 hystéromètre gradué : longueur 290 mm
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

REF : Kitgyn

SET DE POSE D'IMPLANT STERILE

Set de pose d'implant stérile à usage unique.

Composition :

- 1 Blister dur compartimenté contenant :
- 1 champ troué adhésif,
- 1 seringue 2 ml,
- 1 aiguille hypodermique 16 x 0.5 cm,
- 1 aiguille hypodermique 25 x 0.8 cm,
- 2 compresses 7.5 x 7.5 non tissé,
- 1 pansement adhésif 5 X 7.2 cm.

REF : 01.382



SET DE RETRAIT D'IMPLANT

- 1 Blister dur compartimenté contenant :
- 1 champ troué adhésif 50*60 cm
- 1 bistouri n°11
- 5 compresses 7.5*7.5 non-tissés
- 1 bande de 3 sutures adhésives cutanées
- 1 bande de contention
- 1 seringue 2 ml
- 1 aiguille hypodermique
- 1 pince de Halstead courbée

REF : 01.0380U



TODA MULTIDIAG 8

Bandelette réactives d'analyse urinaire en plastique rigide sur laquelle est fixée plusieurs zones de réactifs, permet un diagnostic immédiat. Destiné à la détection qualitative et semi-quantitative de plusieurs substances dans l'urine.

Leucocytes, Nitrites, Protéines, Ph, Sang.
 Poids spécifique, corps cétoniques, glucose
 Boîte de 100 tests

REF : 1008-100



AMNIOTEST

Le test Amniotest détecte à l'aide d'écouvillon à la nitrazine, l'augmentation du pH de la paroi vaginale qui indique une rupture de la membrane amniotique chez la femme enceinte.

REF : 5476-100



GANTS LATEX POUDRES / NON POUDRES SENSITEX TAILLE S -M-L-XL BOITE DE 100



Gant ambidextre
Normes Européennes et Internationales
Ajustements faciles
Meilleure précision des gestes
Texture non glissante
Pur latex étanche et résistant
Version non poudré destinée aux utilisateurs potentiellement allergiques

POUDRES *T.S Réf: PR-4141*
 T.M Réf: PR-4142
 T.L Réf: PR-4143
NON POUDRES *T.S Réf: PX-4341*
 T.M Réf: PX-4342
 T.L Réf: PX-4343

GANTS VINYL POUDRES / NON POUDRES SENSINYL TAILLE S-M-L-XL BOITE DE 100



Gant Ambidextre	POUDRES	REF : VLN-01
Alternative au gant latex		REF : VLN-02
Texture non glissante		REF : VLN-03
Polychlorure de vinyle (PVC)	NON POUDRES	Réf : VLX-01
Souple		REF : VLX-02
Résistant		REF : VLX-03

GANTS NON POUDRES NITRIL BLUE ÉVOLUTION TAILLE S-M-L-XL BOITE DE 100



Gant d'examen nitrile non poudré à usage unique
Elasticité et résistance supérieure aux gants en latex
Sans latex et sans poudre
Confort tactile supérieur
Idéal pour les personnes sensibles aux allergies provoquées par le latex ou la poudre
Réf : NSB-01
Réf : NSB-02
Réf : NSB-03

DOIGTIERS 2 DOIGTS POLYTACTYL STERILES



Doigtier en polyéthylène 2 doigts stérile
Emballé sous sachet déchirable
Conditionné en boîte cartonnée de 50 doigtiers
Réf : MJD2210PO

DOIGTIERS 2 DOIGTS MEDICALEMENT PROPRE UU

Taille unique, très souple, résistant et simple à utiliser.
Composition : Polyéthylène / Sachet de 100
Épaisseur : 0,025 mm
Longueur : 24 cm
Largeur : 20 cm
REF : DGL03



PROTECTIONS DE SONDE NON STERILES

Protections de sondes 3.5 x 20 cm non stériles en latex
Conditionnée en boîte de 144 unités
Réf : 1^E00964

GEL LUBRIFIANT DE CONTACT OPTILUBE 82G

Le **gel Optilube** est un gel lubrifiant stérile neutre et non gras garantissant une lubrification optimale. Conçu pour optimiser le confort du patient.

Soluble dans l'eau, il offre une totale compatibilité autant avec les muqueuses qu'avec les instruments, les gants et les préservatifs. Il ne tache pas.

REF : 111908



GEL AQUEUX LUBRIFIANT 250ML

Gel à base d'eau, conçu pour lubrifier les dispositifs médicaux, faciliter les examens digitaux, l'introduction de gants, doigtiers, des valves ou des speculums lors des examens gynécologiques
Sans parabène

Ne graisse pas, ne tache pas

Soluble dans l'eau

REF : 01.132

GEL AQUASONIC PARKER

Gel de transmission ultrasonique
Adapté à la gamme étendue de fréquences utilisées

Sans formaldéhyde

Non spermicide

Existe en deux formats :

250 ML REF : 1100915

5 L REF : 1100916



GEL DE CONTACT ECHO - KINEMER

Gel de contact écho composé de : Aqua, Benzyl alcohol, carbomer, trithanolamine, CI 42090

1 L REF : 018.240

5 L REF : 019.240



DRAP D'EXAMEN BLEU

Plastifié, gaufré, imperméable

face 1 en ouate de cellulose

face 2 : en polyéthylène

transparent

Carton de 6 rouleaux

REF : DRP- 01E



DRAP D'EXAMEN BLANC

Absorption optimale

Drap Examen Blanc pur 50 x 38

cm

Carton 12 rouleaux

REF : DR-01E



ESSUIE-TOUIT 12 RLX

REF : 60332



LINGETTES ASEPTONES DESINFECTANTES

Ces lingettes désinfectantes sont appréciées tant pour leur **efficacité antimicrobienne** que pour leur innocuité cutanée. Conformes aux normes bactéricides et fongicides.

Utilisation pour mains, surfaces, instruments.

Boîte de 100 lingettes

REF : LINDES



PAPIER TOILETTE 2 PLIS COMPACT 60 RLX

REF : 3261940201750



GEL, DRAP, LINGETTE

SPRAY DETERGENT ET DESINFECTANT DES SURFACES 750 ML



Solution hydroalcoolique permettant le nettoyage et la désinfection par pulvérisation des surfaces et du matériel, sans rinçage.
Peut aussi être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide des chariots et des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
Buse avec 2 positions
Ergo amovible pour utilisation en mousse ou en spray
Flacon de 750 ml avec pulvérisateur.

REF : ZW330

NÉTOYANT & DÉSINFECTANT

PHAGOSRAY DETERGENT DESINFECTANT

Détergent désinfectant pour les surfaces, sols, mobilier et matériel.

Nettoyant efficace et désinfectant à large spectre bactéricide et fongicide.
Parfum pin laissant une ambiance fraîche et saine.

Bactéricide : EN 1040, EN 13697, EN 1276 en condition de saleté

Levuricide : EN 13697, EN 1275

REF: ZW333N



SAVON DOUX ANIOS

SAVON DOUX HF (Haute Fréquence) – 5L OU 500ML Anios
Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier

Existe en deux formats :

5L REF : 1540.390

500ML REF : 1537.390

GEL HYDROALCOOLIQUE

Gel hydroalcoolique hypoallergénique et hydratant sans colorant ni parfum pour la désinfection des mains par friction Flacon de 500 ml avec pompe montée ou 100 ml

Existe en deux formats :

500ML REF : PARPR260340

100ML REF : PAPR260300



SET D'URGENCE POUR ACCOUCHEMENT INOPINE

Ensemble de dispositifs à usage unique permettant le traitement de première urgence lors d'un accouchement inopiné.

Conditionné en emballage plastique thermo soudé

REF : ZN040Z

CITY MEDICAL BAG

Mallette en tissus très résistant.

Transport par 2 poignées, et 1 bandoulière amovible

Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture éclair

1 poche frontale, contenant plusieurs rangements

A l'intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro

Dimensions : 25 x 46 x 25 cm / 29 l

Coloris bleu foncé, chocolat, prune, vert d'eau

Poids : 1,2kg

Réf : MCITY01B



MALETTE MEDICAL ROLLING MED BAG

Idéale pour une utilisation quotidienne et dans les déplacements de sage-femme grâce aux roulettes et à la poignée télescopique. Rolling Med Bag est équipée de trois poches externes : deux latérales et une frontale. A l'intérieur de la poche principale, la mallette est dotée de séparateurs amovibles en velcro vous permettant d'organiser et de ranger votre matériel à votre guise.

Tissu résistant et imperméable

Range document sur le dessus

Poignée et bandoulière

Capacité maximale recommandée : 7 kg

Dimensions : 50 x 30 x 30 cm

Poids : 1,9 kg

Coloris : Noir

REF : 1113,480



BALLON GYMNIC

Pour tous les usages, de la thérapie à la gymnastique sportive. Propriétés dynamiques exceptionnelles, tout aussi bien pour usages extrêmes tel aérobic.

Existe en plusieurs tailles:

DIAM.45 CM JAUNE	REF : 209545
DIAM.55 CM ROUGE	REF : 209555
DIAM.65 CM BLEU	REF : 209565
DIAM.75 CM JAUNE	REF : 209575
DIAM.85 CM ROUGE	REF : 209585
DIAM.95 CM BLEU	REF : 209595
DIAM.120 CM ROUGE	REF : 209598



PHYSIOROLL

Souvent copié, jamais égalé. Le ballon de physiothérapie idéal pour patients atteints de troubles d'équilibre, enfants handicapés, personnes âgées. Le thérapeute peut s'asseoir en compagnie de son patient et accompagner les mouvements.

Existe en plusieurs tailles :

DIAM.30 CM BLEU	REF : 208800
DIAM.40 CM ROUGE	REF : 208801
DIAM.55 CM JAUNE	REF : 208802
DIAM.70 CM BLEU	REF : 208803
DIAM.85 CM ROUGE	REF : 208804 C



COUSSIN DYNAIR

Utilisé pour :

- renforcer et tonifier les muscles du dos et les abdominaux
 - améliorer l'équilibre sur un ou deux pieds
 - coordonner les mouvements
- ø 33 cm

REF : 238952



GALETTE PHYSIOMAT SIT

Sa forme, plus haute d'un côté, avec une pente douce, permet de bénéficier d'une déclive qui corrige les mauvaises postures. Elle se gonfle à la bouche, sans embout, permettant un ajustement de l'épaisseur.

Mieux qu'un ballon, mieux qu'un coussin... elle permet de soulager les douleurs du bas du dos, du périnée, de la nuque et du haut du dos. Elle est particulièrement indiquée en suites de couches à la place de la néfaste « bouée ».

REF : ART0018-SIT



COUSSIN D'ALLAITEMENT



Pratique et multifonctionnel
Différentes utilisations : confort et repos des futures mamans, coussin d'allaitement, très apprécié par les patients lombalgiques
Composé de microbilles de polystyrène calibrées.

REF : 2300

TAIE REF : 2331

CEINTURE PHYSIOMAT

Il existe deux largeurs pour un confort optimum en fonction des morphologies, et une taille unique en circonférence.

- La ceinture **Physiomat Tonic** est recommandée pour les sportifs, les personnes menues, peu laxes.
- La ceinture **Physiomat Confort** est recommandée pour les bassins plus mobiles, les hyperlaxes, les hanches plus pulpeuses.

Indications

Pendant la Grossesse :

- avec douleurs sacro iliaques (bas du dos), problème circulatoire, hypermobilités de la symphyse pubienne, douleurs ligamentaires (syndrome de Lacomme), sensation de pesanteur, envie d'uriner fréquente, incontinence urinaire, contractilité utérine

En suites de couches :

- douleurs du rachis (nuque, haut du dos, reins), douleurs sacro iliaques (bas du dos) douleurs au niveau de la symphyse pubienne, sensation de pesanteur, incontinence urinaire, en cas de césarienne pour soulager la tension de la cicatrice.



CEINTURE TONIC REF : ART0015

CEINTURE CONFORT REF : ART0014

COUSSIN POSITIONNEMENT LATERAL

Il permet de stabiliser de nombreuses parties du corps pour une meilleure ergonomie dans le sommeil.

- Ingénieux et multifonctionnel.
- Idéal pour le confort et le repos des futures mamans.
- Permet aux femmes enceintes de caler leur ventre rond lorsque celui-ci devient trop pesant.
- Après la naissance, s'utilise comme coussin d'allaitement.

REF : ART0050



SQUELETTE DU BASSIN FEMININ



Composé de l'os de la hanche, du sacrum avec le coccyx et de 2 vertèbres lombaires

Poids : 859gr

Taille : 18 x 28 x 23 cm


REF : A61

Autres modèles
Nous consulter

PLACENTA ET CORDON OMBILICAL

La membrane amniotique vous permet de montrer le modèle fœtal à l'intérieur du sac amniotique. Le cordon ombilical à pression montre clairement la veine et les artères, et un cordon de serrage approprié ferme le sac amniotique. Les membranes amniotique et chorionique sont détaillées avec précision en deux couleurs.

REF : W43039




FŒTUS

Modèle et simulation de fœtus de taille moyenne et arrivé à terme. Fabriqué en tissu moelleux et résistant, le corps flexible permet de montrer toutes les présentations et positions.

REF : W43038



MODELE ANATOMIQUE




LA GROSSESSE

Grande précision anatomique, imprimée sur papier de qualité supérieure (200 g). Avec plastification recto-verso (125 microns) et œillets métalliques.

50 x 67 cm.

REF : VR2554L




L'ACCOUCHEMENT

Grande précision anatomique, imprimée sur papier de qualité supérieure (200 g). Avec plastification recto-verso (125 microns) et œillets métalliques.

50 x 67 cm.

REF : VR2555L



L'ALLAITEMENT

Grande précision anatomique, imprimée sur papier de qualité supérieure (200 g). Avec plastification recto-verso (125 microns) et œillets métalliques.

50 x 67 cm.

REF : VR2557L



MON COURS DE PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT

Préparez votre corps à un accouchement physiologique avec la méthode de Gasquet !

Un guide qui présente plusieurs adaptations de postures et mobilisations.

Guidée par votre respiration, familiarisée avec les positions et les accessoires, accompagnée ou non par le père de votre enfant, avec ou sans péridurale, vous pourrez être « actrice » de votre accouchement grâce à ce guide très concret et très illustré.

Une section présente les toutes nouvelles tables d'accouchement et les multiples positions qu'elle permet aux futures mamans.

Illustre de nombreuses photos et schéma


REF : ART0038

PERINEE : ARRTONS LE MASSACRE

Mauvaises postures, séries d'abdominaux désastreuses, pratiques sportives néfastes pour le corps, accouchement, suites de couches souvent mal gérées, constipation, incontinence, douleurs multiples : halte au massacre !

LE livre indispensable sur le périnée, partie du corps sur laquelle on a entendu beaucoup de choses. Bernadette de Gasquet travaille sur le sujet depuis plus de 30 ans. Elle livre ici le fruit de cette expérience car il est temps d'expliquer le fonctionnement du périnée, les troubles résultant d'un "mauvais" périnée ou d'un périnée abîmé pour donner des conseils pratiques pour prévenir ces problèmes ou les régler.

REF : ART0038





**Une équipe à votre service.
Devis & conseils
personnalisés et adaptés
à vos besoins**



Votre commerciale :

**Aurélie THOBIE
0692 693 693
a.thobie@medicom.re**

52 Chemin Cachalot - Pierrefonds - 97410 SAINT PIERRE



0262 26 64 57 - 0262 26 69 99

commercial@medicom.re

www.medicom.re



SARL MEDICOM

REFERENCES	DESIGNATIONS	PRIX PUBLIC TTC	PRIX PUBLIC TTC REMISE	PAGE
	MOBILIER			
172870BE	FAUTEUIL DE GYNECOLOGIE FIXE MOBERCAS	1767,71	1414,17	5
12421	DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE 2 PARTIES	2035,29	1628,23	5
ECOMAX-DBLMIXTE	DIVAN ECOMAX DOUBLE MIXTE FIXE 3 PARTIES	1656,39	1325,11	5
62502T	FAUTEUIL DE GYNECOLOGIE A HAUTEUR FIXE 3 PARTIES	3256,43	2605,14	5
ECOMAX	DIVAN D'EXAMEN BLEU	544,75	435,80	6
OTA0063	PARAVENT INOX 3 PANNEAUX	446,58	357,26	6
OTA00910A	LAMPE D'EXAMEN STANDARD	246,58	197,26	6
OL0070	LAMPE D'EXAMEN LED AVEC PIED A ROULETTES	558,56	446,85	6
OSA7050	GUERIDON INOX 2 PLATEAUX	359,67	287,74	7
230702	GUERIDON 69x41x79cm	220,37	176,30	7
230703	GUERIDON 41x41x79cm	192,01	153,61	7
2313FIRN	TABOURET CHROME SUR ROULETTES FIRN	183,53	146,82	7
2004F	TABOURET A ROULETTES CHROME WINELEC SISSE	181,82	145,46	7
230504	MARCHE PIED L40xL.27xH22cm	77,58	62,06	7
230506	MARCHE PIED L51xL39xH44cm	116,62	93,30	7
	MATERIEL			
	MONITEUR CARDIOTOCOGRAPHE DUAL PACK EDAN F3			8
DUS60	ECHOGRAPHE DUS60 EDAN AVEC SONDE CONVEXE	4398,64	3518,91	9
02.01.210256	CAPTEUR CARDIO EDAN F3	392,84	314,27	10
02.01.210259	CAPTEUR TOCO EDAN F3	321,41	257,13	10
01.57.02264	CEINTURE POUR DEAN F3	16,28	13,02	10
1A02666	PAPIER MONITO POUR EDAN F3	3,6	2,88	10
1I00915	GEL PARKER AQUASONIC 250ML	4,68	3,74	10
1I00916	GEL PARKER AQUASONIC 5L	41,43	33,14	10
018.240	GEL DE CONTACT ECHO-KINEMER 1L	8,55	6,84	10
019.240	GEL DE CONTACT ECHO-KINEMER 5L	25,86	20,69	10
DCDOPP02	DOPPLER FETAL AVEC ECRAN ET SONDE 2 MHz	141,83	113,46	10
155172	MYOPLUS 2	1267,78	1014,22	11
111.231+	CEFAR PERISTIM PRO	431,76	345,41	11
155165	NEURO TRAC SIMPLEX	510,32	408,26	11
BIOSTIM	APPAREIL D'URO-GYNECOLOGIE BIOSTIM 2.1	5357,7	4286,16	12
42219	ELECTRODES DURA STICK RONDE 3,2 cm	7,76	6,21	12
42197	ELECTRODES DURA STICK RONDE 5cm	8,19	6,55	12
42198	ELECTRODES CARREES 5x5 cm	8,19	6,55	12
42199	ELECTRODES DURA STICK RECTANGLES 5x9 cm	8,19	6,55	12
	DIAGNOSTIC			
CC7490200	THERMOMETRE FRONTAL INFRAROUGE FLASHTEMP	49,71	39,77	13
DOMC520	THERMOMETRE OMRON GENTLE TEMP 520	48,25	38,60	13
ZJ016	TENSIOMETRE ELECTRONIQUE BRASSARD AUDLTE AVEC ARYTHMIE	86,49	69,19	13
DPMICR02	TENSIOMETRE AU BRAS MICROLIFE	95,95	76,76	14
DORS1	TENSIOMETRE AU POIGNET OMRON RS1	67,88	54,30	14
863080	PESE BEBE (enfant) LAICA PS3004- 10 kg -20 kg	113,94	91,15	14
DOHN286	PESE PERSONNE ELECTRONIQUE OMRON HN286- 180 kgs	49,16	39,33	14
ET09101	TOISE BEBE BOIS NATUREL	124,29	99,43	14
	CONSOMMABLES			
SPEV24	SPECULUM VAGINAL STERILE A USAGE UNIQUE 24mm BLEU	0,72	0,58	15
SPEV26	SPECULUM VAGINAL STERILE A USAGE UNIQUE 26mm ROUGE	0,72	0,58	15
SPEV30	SPECULUM VAGINAL STERILE A USAGE UNIQUE 30mm VERT	0,65	0,52	15
01.236	PINCE D'EXTRACTION DE STERILET	7,01	5,61	15
KITGYN	SET DE POSE DE STERILET	7,71	6,17	15
01.382	SET DE POSE D'IMPLANT STERILE	10,43	8,34	15
01.0380U	SET DE RETRAIT IMPLANT STERILE	8,43	6,74	15
1008-100	TODA MULTIDIAG 8	34,68	27,74	15
5476-100	AMNIOTEST	2,38	1,90	15
PR-4141	GANTS LATEX POUDRES TAILLE S-M-L-XL BOITE DE 100	5,41	4,33	16
PX-4341	GANTS LATEX NON POUDRES SENSITEX TAILLE S-M-L-XL BOITE DE 100	8,54	6,83	16
VLN-01	GANTS VINYL POUDRES SENSINYL TAILLE S-M-L-XL BOITE DE 100	4,54	3,63	16
VLX-01	GANTS VINYL NON POUDRES SENSINYL TAILLE S-M-L-XL BOITE DE 100	4,73	3,78	16
NSB-01	GANTS NON POUDRE NITRIL BLEUE EVOLUTION TAILLE S-M-L-XL BOITE DE 100	8,54	6,83	16
MJD2210PO	DOIGTIERS 2 DOIGTS POLYTACTYL STERILES	13,35	10,68	16
DGL03	DOIGTIERS 2 DOIGTS MEDICALEMENT PROPRE	4,54	3,63	16
1E00964	PROTECTIONS DE SONDES NON STERIEL	66,9	53,52	16
111908	GEL LUBRIFIANTS DE CONTACT OPTILUBE 82	6,3	5,04	17
01.132	GEL AQUEUX LUBRIFIANT 250ML	14,86	11,89	17
1I00915	GEL AQUASONIC PARKER 250ml	4,68	3,74	17
1I00916	GEL AQUASONIC PARKER 5L	41,43	33,14	17
DRP-01E	DRAP D'EXAMEN BLEU	60,9	48,72	17
018.240	GEL DE CONTACT ECHO-KINEMER 1L	8,55	6,84	17
019.240	GEL DE CONTACT ECHO-KINEMER 5L	25,86	20,69	17
DR-01E	DRAP D'EXAMEN BLANC	54,3	43,44	17
60332	ESSUIE-TOUT 12 RLX	26,76	21,41	17
3261940201750	PAPIER TOILETTES 2 PLUS COMPACT 60 RLX	62,84	50,27	17
LINDES	LINGETTES ASEPTONES DESINFECTANTES	4,95	3,96	17
ZW330	SPRAY DETERGENT ET DESINFECTANT	14,24	11,39	18
ZW333N	PHAGOSPRAY DETERGENT DESINFECTANT	53,79	43,03	18
1540390	SAVON DOUX ANIOS 5L	42,66	34,13	18
1537.390	SAVON DOUX ANIOS 500ML	5,48	4,38	18
PARPR260340	GEL HYDROALCOOLIQUE 500ML	9,37	7,50	18
PARPR260300	GEL HYDROALCOOLIQUE 100 ML	3,49	2,79	18
ZN040Z	SET D'URGENCE POUR ACCOUCHEMENT INOPINE	67,26	53,81	18
	ACCESSOIRES			
MCITY01B	CITY MEDICAL BAG	140,08	112,06	19
1113.480	MALETTE MEDICAL ROLLING MED BAG	143,87	115,10	19
209545	BALLON GYMNIC DIAM.45 cm JAUNE	19,97	15,98	20
209555	BALLON GYMNIC DIAM.55 cm ROUGE	25,7	20,56	20
209565	BALLON GYMNIC DIAM. 65 cm BLEU	28,86	23,09	20
209575	BALLON GYMNIC DIAM.75 cm JAUNE	32,75	26,20	20
209585	BALLON GYMNIC DIAM.85 cm ROUGE	47,77	38,22	20
209595	BALLON GYMNIC DIAM. 95 cm BLEU	57,65	46,12	20
209598	BALLON GYMNIC DIAM. 120 cm ROUGE	112,62	90,10	20
208800	PHYSIOROLL DIAM. 30 cm BLEU	38,14	30,51	20
208801	PHYSIOROLL DIAM. 40 cm ROUGE	43,45	34,76	20
208802	PHYSIOROLL DIAM. 55 cm JAUNE	60,45	48,36	20
208803	PHYSIOROLL DIAM. 70 cm BLEU	81,46	65,17	20
208804	PHYSIOROLL DIAM. 85 cm ROUGE	111,52	89,22	20
238952	COUSSIN DYNAIR	35,39	28,31	20
ART0018-SIT	GALETTE PHYSIOMAT SIT	46,07	36,86	20
2300	COUSSIN D'ALLAITEMENT	64,49	51,59	21
2331	TAIE COUSSIN D'ALLAITEMENT	27,71	22,17	21
ART0015- ART0014	CEINTURE PHYSIOMAT TONIC OU CONFORT	37,74	30,19	21
ART0050	COUSSIN DE POSITIONNEMENT LATERAL	36,67	29,34	21
A61	SQUELETTE DU BASSIN FEMININ	83,17	66,54	22
W43039	PLACENTA ET CORDON OMBILICAL	240,02	192,02	22
W43038	FETUS	203,64	162,91	22
VR2554L	LA GROSSESSE	30,02	24,02	22
VR2555L	L'ACCOUCHEMENT	30,02	24,02	22
VR2557L	L'ALLAITEMENT	30,02	24,02	22
ART0038	MON COURS DE PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT		0,00	23
ART0038	PERINEE : ARRETONS LE MASSACRE	32,18	25,74	23